

CVN Arctic Saana Poncho

Intended use:

To prevent hypothermia and to maintain normothermia.

Intended users:

Military, EMS, Hospital, Refugee camps, Search & Rescue Teams, Police, Fire Service, Extreme sports



ENG: Saana poncho instructions for use:

1. Unpack the poncho and open it with the white side up.
2. Place the patient inside the poncho.
3. Remove the protective paper from the tape on the edge of the poncho, close the edges of the poncho, and affix the tape to the poncho to the outer surface. Leave the patient's face visible.
4. Saana Poncho can also be used on walking patients.

SWE: Saana poncho instruktioner:

1. Packa upp ponchon och öppna den med vita sidan uppåt.
2. Placera patienten i ponchon.
3. Ta bort skyddspapperet från tejen på ponchokanten, stäng ponchokanterna och sätt fast tejen till ytterytan. Lämna patientens ansikte synligt.
4. Saana Poncho kan också användas på gående patienter.

DAN: Saana poncho brugsanvisning:

1. Pak ponchoen ud og åbn den med den hvide side opad.
2. Anbring patienten inde i ponchoen.
3. Fjern beskyttelsespapiret fra tapen på kanten af ponchoen, luk kanterne på ponchoen, og sæt tapen fast på ponchoen. Lad patientens ansigt være synligt.
4. Saana Poncho kan også bruges til gående patienter.

NOR: Saana poncho bruksanvisning:

1. Pakk ut ponchoen og åpne den med den hvite siden opp.
2. Plasser pasienten inne i ponchoen.
3. Fjern beskyttelsespapiret fra båndet på kanten av ponchoen, lukk kantene på ponchoen, og fest tapen på ponchoen til ytre overflate. La pasientens ansikt være synlig.
4. Saana Poncho kan også brukes på gående pasienter.

FIN Saana ponchon käyttöohjeet:

1. Pura poncho pakkauksesta ja avaa se valkoinen puoli ylöspäin.
2. Aseta potilas ponchon sisään.
3. Poista suojapaperi ponchon reunalla olevasta teipistä, sulje ponchon reunat ja kiinnitä teippi ponchoon ulkopintaan. Jätä potilaan kasvot näkyviin.
4. Saana Ponchoa voidaan käyttää myös kävelevälle potilaalle.



Store in a cool dry place, out of direct sunlight, off the floor.



n/a

Adverse event notice:

Carevision Oy
Hiltusentie 26 A 2
90620 Oulu
FINAND
+358456431439
info@cvn.fi



Orvec International Limited
Malmo Road
Hull
HU7 0YF



CS Lifesciences Europe Ltd, 3 Inn Quay,
Dublin 7, Ireland, eurep@cslifesciences.com



Orvec International Limited
Malmo Road
Hull
HU7 0YF

CAREVISION OY NCA: A843G, NSN: 8415-58-001-4380



3004493629

