

Model 71 Basket serie – produktlevetid

Ferno anbefaler en maksimal driftslevetid på ikke længere end syv (7) år fra fremstillingsdatoen for sin model 71 serie af redningsbåre. Levetiden vil afhænge af brugen af kurvebåren, hvor og hvordan den opbevares, om den har været udsat for ekstreme temperaturer, ild eller flamme mm.

Model 71 redningsbåren er fremstillet af HDPE med et ekstra UV-additiv, som gør kurvebåren meget robust og UV-stabil. Over tid vil UV-eksponering dog i sidste ende påvirke kurvebåren, hvis den opbevares udendørs i solen og udsættes for høje temperaturer. Det er vigtigt, at du følger vedligeholdelsesvejledningen (se nedenfor) og dokumenterer inspektioner i den anviste sektion i brugermanualen. Du skal følge anbefalingerne efter hver brug og have mindst én årlig kvalitetskontrolinspektion. Daglig brug i redningsaktioner, opbevaring i direkte sollys eller daglig kontakt med saltvand kan reducere bårens levetid hurtigt. Ved at følge vedligeholdelsesvejledningen i brugermanualen og beskytte produktet mod miljøfaktorer som direkte sollys med vores opbevaringspose eller andre løsninger vil forlænge produktets levetid.

Ferno tilbyder som standard 12 måneders garanti på alle nye båre, medmindre andet er angivet i produktets brugermanual. Service og reservedelssupport vil blive ydet på alle båre til den anbefalede maksimale levetid for produktet. Model 71 redningsbåren har et års garanti undtaget dele, der kan være en del af den begrænsede garanti, såsom de bløde varer som eksempelvis stof og reb. Læs brugermanualen, der er vedlagt hvert produkt, eller kontakt din lokale Ferno-forhandler for at få en opdateret version.

Kontrolltjekliste

- Er alle komponenter til stede?
- Er alle nitter sikkert fastgjort?
- Er kurvebåren fri for huller, revner, dybe hakker og snit?
- Undersøg for misfarvning af det orange HPDE- materiale der kan tyde på slid eller beskadigelse. Opbevar båren væk fra varme og direkte sollys.
- Er bårens ramme fri for bøjninger og revner?
- Er seleremmene i god stand uden snit eller flossede kanter.
- Er selespænder fri for synlige skader og fungerer de korrekt?
- Er puden fri for snit og huller?
- Sidder puden ordentligt fast på båren?
- Splitbar version (kun model 71-S): Er centerpladen, forbindelsesstifter og samlingsstifter samt husninger til stifterne til stede og i god stand, og kan bårens halvdele fastgøres og afmonteres korrekt?
- Model 71-M: Er løbeskiner i god stand og sikkert fastgjort til kurven? Er vinylbelægningen på rammen på plads, og er plastnitterne (kurv tilramme) sikkert på plads?



Model 71 Basket Series Service Life

Ferno recommends a maximum operational life of its 71 Basket Stretcher of no longer than seven (7) years from date of manufacture. This is dependent on the use of the basket stretcher, where and how it is stored, if it has been exposed to extreme temperatures, fire or flame etc.

The 71 Basket Stretcher is formed out of HDPE with an additional UV additive which makes the basket stretcher very resilient and UV stable. Over time, however, UV exposure will eventually affect the basket stretcher if it is stored outdoors in the sun and exposed to high temperatures. It is important that you follow the maintenance guide (see below) and document inspection in the provided section in the user manual. You shall follow the recommendations after each use and have at least one yearly quality control inspection. Daily use in rescue operations, storage under direct sunlight or daily contact with saltwater can reduce the lifetime of the stretcher rapidly. Following the maintenance guide in the user manual and protecting the product from environment factors like direct sunlight with our protection bag or other solutions will increase the lifetime of the product.

Ferno offers, as standard, a 12-month warranty on all new stretchers unless otherwise stated in the product's User Manual. Service and spare parts support will be provided on all stretchers for the recommended maximum operational life of the product. The model 71 rescue stretcher has a one-year warranty except parts that may be part of the Limited Warranty such as soft goods. Read the user manual enclosed each product or contact your local Ferno dealer for an updated version.

Inspection Checklist

- Are all components present?
- Are all rivets securely attached?
- Is the stretcher basket free of punctures, cracks, deep gouges, and cuts?
- Inspect for discoloration of the orange HDPE material that could indicate wear or damage. Store the stretcher away from heat and direct sunlight.
- Is the stretcher frame free of bends and cracks?
- Is restraint webbing in good condition with no cuts or frayed edges?
- Are restraint buckles free of visible damage and do they operate properly?
- Is the pad free of cuts and punctures?
- Does the pad attach to the stretcher properly?
- **Split Basket (Model 71-S Only):** Are the center plate, connector pins, and splice pins and housings present and in good condition, and do the stretcher halves attach and detach properly?
- **Model 71-M:** Are runners in good condition and securely attached to the basket? Is vinyl covering in place on the frame and are the plastic rivets (basket to frame) securely in place?