



Evakuering & førstehjælp



 **FERNO**[®]
Norden

2022/23



Din leverandør af evakuerings- og førstehjælpsudstyr

Vi er eksperter, når det gælder evakueringsudstyr, da vi har arbejdet med området i mange år. Vores produktprogram benyttes dagligt af brugere, der stiller høje krav til deres udstyr. Det gælder bl.a. hospitalsvæsen, ældrepleje, politi, brand, redningstjenester mfl. Produkterne i dette katalog er tilpasset, så de imødekommer de krav, der kan stilles på området.

Evakuering

Når der tales om evakuering, tænker de fleste på brand. Det kan dog være nok med en strømafbrydelse på et hospital, røgudvikling på et plejehjem eller en trussel imod en offentlig bygning til at behovet for evakueringsudstyr bliver aktuelt. I sådanne situationer gælder det, at udstyret skal være sikkert, ergonomisk, let at anvende og fungere effektivt.

Førstehjælp

Adgang til godt og gennemtænkt førstehjælpsudstyr kan være helt afgørende for at redde menneskeliv. Det handler om at være forberedt, så du kan agere i en akutsituation uanset årsag. Vi leverer tilpassede førstehjælpsløsninger til både offentlige miljøer og professionelle fagfolk.

Får du brug for yderligere information om evakuerings- og førstehjælpsløsninger, tilpasset de specifikke behov på din arbejdsplads, kommer vi gerne med konkrete løsningsforslag.

Med venlig hilsen
Ferno Norden A/S

Jesper Vørnle
Product specialist CARE

Vi tager forbehold for eventuelle tryk- og tastefejl.
Priserne er opgivet per 1. november 2022.

SAFE evakueringsstol

Ferno Safe evakueringsstol er den sikre løsning til akutsituationer på steder, hvor evakuering af gangbesværede kan forventes.

Stolen glider let og ubesværet ned ad trapper. Den sikrer, at du på ergonomisk vis hurtigt og enkelt kan evakuere en person uden tunge løft.

Et simpelt vægbeslag og et beskyttelsescover til ophængning af stolen medfølger.

Varenummer S2001

Tykkelse 92 cm (foldet 26 cm)

Bredde 53 cm (foldet 53 cm)

Længde 134 cm (foldet 103 cm)

Vægt 112 kg

Maks kapacitet 180 kg

Certificering CE

Pris ekskl. moms 11.796,-



EVACuation madrass

Evakueringsmadrassen er standarden for enhver evakuering. Den er ideel til personer med nedsat mobilitet, der ikke kan gå selv.

Madrassen er intuitiv, let at bruge og tager kun 40 sekunder at klargøre til en hurtig evakuering.

Der medfølger en opbevaringspose, som nemt kan hænges op på en væg lige ved siden af trapperne.

Varenummer 5006053

Tykkelse 7 cm (ophængt 17 cm)

Bredde 60 cm (ophængt 60 cm)

Længde 210 cm (ophængt 100 cm)

Vægt 6,5 kg

Maks kapacitet 200 kg

Certificering CE

Pris ekskl. moms 5.144,-





S-CAPEPOD

I tilfælde af evakuering, kan det være udfordrende at få sengeliggende patienter ud af en bygning.

Med S-CAPEPOD evakueringslagenet placeret permanent under madrassen, så er du altid klar.

I en nødsituation foldes evakueringslagenet sammen om patienten, og derved kan patient med madras let trækkes i sikkerhed. Enheden er nem at flytte, også ned ad trapper.



Varenummer 5006050

Tykkelse N/A

Bredde 84 cm (udfoldet 260 cm)

Længde 210 cm (udfoldet 310 cm)

Vægt 1,2 kg

Maks kapacitet 150 kg

Certificering CE

Pris ekskl. moms 1.328,-



S-CAPEPOD bariatrisk

Bariatriske patienter er altid en udfordring, når vi taler ergonomisk forflytning. S-CAPEPOD evakueringslagenet i en bariatrisk version er løsningen.

På grund af det intuitive design er patienten klar til evakuering på ca. 60 sekunder.

Den bariatriske version af S-CAPEPOD evakueringslagenet passer til senge i 100-125 cm størrelsen.



Varenummer 5006051

Tykkelse N/A

Bredde 100-125 cm

Længde 216 cm

Vægt 2,5 kg

Maks kapacitet 300 kg

Certificering CE

Pris ekskl. moms 4.620,-


EEM evakueringsmadras

EEM (emergency evacuation mattress) er designet til akutsituationer som for eksempel brand i bygninger.

Madrassen er lavet til at være sikker, ergonomisk, hurtig og frem for alt let at anvende for ikke-professionelle brugere.

EEM er udviklet på basis af erfaringer fra ambulance- og akutplejen. Madrassen sikrer hurtig og enkel forflytning af personer med nedsat mobilitet.

Varenummer	GE24271060000
Tykkelse	3 cm
Bredde	52 cm
Længde	193 cm
Vægt	3 kg
Maks kapacitet	180 kg
Certificering	CE
Pris ekskl. moms	6.940,-



RETMEX redningslagen

RETMEX redningslagenet er velegnet til transport af patienter lokaliseret i et ujævnt terræn i en akutsituation.

Redningslagenet kan bruges i en bygning, i en skov eller i et andet rått område, til transport af den tilskadekomne.

RETMEX har 12 bærehåndtag, og leveres i en sort taske.

Varenummer	5006052
Tykkelse	N/A
Bredde	80 cm
Længde	205 cm
Vægt	1,6 kg
Maks kapacitet	250 kg
Certificering	CE
Pris ekskl. moms	1.084,-





Arctic Saana Multimover

Arctic Saana Multimover er et komplet evakueringskit til engangsbrug. Det er designet til hurtig forflytning i forskellige miljøer, selv i trange rum.

Med 12 håndtag er det enkelt at løfte, og derfor ideelt til svære forflytnings-, evakuerings- eller redningsopgaver.

Arctic Saana skærmer patienten, så risikoen for hypotermi nedsættes.

Varenummer	5006007
Tykkelse	2 cm
Bredde	70 cm (poncho 82 cm)
Længde	200 cm
Vægt	1,1 kg
Maks kapacitet	260 kg
Certificering	CE
Pris ekskl. moms	712,-



ViTri redningstæppe

Aluminiumsfolietæppet er standardudstyr ved enhver redning/evakuering. Når man først er kommet ud af bygningen eller op af vandet, så melder kulden sig hurtigt.

Tæppet hjælper med at forhindre hypotermi, både ved at beskytte imod vind men også ved at reflektere ens egen kropsvarme.

Redningstæppet kan anvendes i mange forskellige situationer, og er rart at have med i førstehjælpstasken.

Varenummer	VT21183
Tykkelse	N/A
Bredde	150 cm
Længde	210 cm
Vægt	20 gr
Maks kapacitet	N/A
Certificering	CE
Pris ekskl. moms	32,-



ViTri førstehjælpstaske

ViTri M2 er en lille praktisk akuttaske. Her er den pakket med udstyr til håndtering af både enkle og mere vanskelige situationer, hvor der er behov for førstehjælp.

Tasken er designet til at blive båret om livet. Når den åbnes folder den sig ud, hvilket giver et godt overblik og let adgang til alt uden risiko for, at tingene falder ud.

Til M2 tasken medfølger et metalbeslag til montering.



Varenummer	VT30611PA
Tykkelse	12 cm
Bredde	14 cm
Længde	35 cm
Vægt	1 kg
Maks kapacitet	N/A
Godkendelse	N/A
Pris ekskl. moms	640,-



ViTri førstehjælpstaske

ViTri M200PA førstehjælpstasken er en rigtig god akuttaske, udstyret til at klare de fleste situationer.

Tasken er her pakket med 31 forskellige produkter. Udstyret omfatter alt lige fra Ferno Flex splint til stabilisering af brud, til tourniquet til standsning af livstruende arterieblødninger.

Tasken indholder naturligvis også en række forskellige plastre og bandager.

Varenummer	VT200PA
Tykkelse	21 cm
Bredde	37 cm
Længde	45 cm
Vægt	5 kg
Maks kapacitet	N/A
Godkendelse	N/A
Pris ekskl. moms	1.945,-





Førstehjælpsvest

Når det bliver nødvendigt at evakuere, så er det vigtigt at folk let kan genkende de evakueringsansvarlige. Forsøget viser at det letter kommunikationen og skaber væsentligt færre misforståelser.

Vesten sikrer fuld opmærksomhed, samtidig med at den klart og tydeligt indikerer, at her kan folk få hjælp.

Kontakt os gerne for specielle ønsker om påtrykt tekst.



Varenummer SWRB210173

Størrelse L

Højde 74 cm

Bredde 67 cm

Lommer 6 stk + penlight lomme

Vask Kan vaskes ved 60 grader (max 25 gange)

Godkendelse Class 2 vest efter EN ISO 20417

Pris ekskl. moms 398,-



Armébåre, foldbar

Armébåren er en enkel redningsbåre, som er let at anvende. Båren er ideel som førstehjælpsbåre til alt fra idrætsanlæg til industrien. Båren opbevares let, da den kan foldes sammen, og staves væk ind til den skal benyttes.

Båren er beklædt med kraftig nylonovertrukket vinyl, hvilket gør den stærk og let at rengøre.

Båren er vores mest solgte model til førstehjælpsbrug.



Varenummer S2108AF206

Længde 206 cm /106 cm (foldet)

Bredde 55 cm

Dybde 20 cm

Vægt 6 kg

Maks kapacitet 159 kg

Certificering CE

Pris ekskl. moms 2.360,-

Cardiac Science AED

Cardiac Science Power Heart G5 AED er den mest pålidelige og hurtigste hjertestarter på markedet i dag.

Fra hjertestarteren tændes og den er klar til at give første stød går der under 10 sekunder. Hjertestarteren begynder nemlig med at oplade til stød, imens de første talemødelser afspilles.

Rescue Ready gør det nemt altid at se om hjertestarteren er klar.

Varenummer	VT9007
Tykkelse	9 cm
Bredde	23 cm
Længde	30 cm
Vægt	2,6 kg
Maks kapacitet	420 chok
Certificering	CE
Pris ekskl. moms	12.332,-



Taske til hjertestarter

Denne taske gør det nemt at opbevare Power Heart G5 AED. Hjertestarteren er derved velbeskyttet men også hurtig at tage med, hvis situationen kræver det.

Taskens smarte design, gør det let at se om hjertestarteren er klar. Den indeholder et godt rum til Rescue Ready pakken, som består af de typiske ting, man har behov for, når en hjertestarter skal benyttes.

Varenummer	VT9013
Tykkelse	17 cm
Bredde	25 cm
Længde	32 cm
Vægt	3 kg (inkl. AED)
Maks kapacitet	N/A
Certificering	CE
Pris ekskl. moms	1.824,-





ZOOM 580

I en akutsituation med strømsvigt, hvor lyset går kan det være en fordel med en effektiv pandelampe. Du får effektiv belysning og kan samtidig bruge hænderne frit.

ZOOM 580 pandelampen er den perfekte pandelampe til den kritiske situation, med en lysstyrke på 580 lumen, som er istand til at lave en lyskegle på op til 150 meter.

Med 3 stk AAA batterier og 3 forskellige lysstyrker, så kan pandelampen bruges i op til 18 timer.

Varenummer NSHTZOOM580

Diameter 4,1 cm

Bredde 4,3 cm

Længde 6,2 cm

Vægt 95 gr

Maks kapacitet 580 lumen

Certificering IP64

Pris ekskl. moms 296,-



Explorer XPL

Nightsearcher Explorer XPL er lommelygten til dig, der ønsker en robust, genopladelig og kompakt lygte.

Velegnet til både sikkerhedspersonale, offentlige miljøer og husholdninger. Når lygten ikke er i brug, placeres den i den medfølgende ladestation, altid klar til brug.

Opladeren har lysdioder, som lyser automatisk ved strømsvigt, så den hurtigt kan findes.

Varenummer NSEXPLORER_XPL

Dybde 8 cm

Bredde 7 cm

Længde 19 cm

Vægt 280 gram

Lysstyrke 1100 lumen / 600 meter

Godkendelse IKO7 stødsikker, IP 65

Pris ekskl. moms 936,-



MANGAR Elk

ELK er en løftepude designet til at løfte patienten fra gulvplan til forflytning over på en stol eller en bære. Løftepuden pustes op ved hjælp af den medfølgende kompressor og en simpel håndbetjening.

ELK'en er nem at benytte, kræver meget lidt træning og er velegnet til brug både indenfor og i udemiljøer. Den kan betjenes af en enkelt person.

ELK'en er let at vedligeholde og pakke sammen igen.

Varenummer 5005130

Højde 56 cm

Bredde 57 cm

Længde 50 cm

Vægt 3,6 kg

Maks kapacitet 450 kg

Godkendelse CE

Pris ekskl. moms 19.376,-



MANGAR Eagle

Mangar Eagle løftepuden med rygstøtte kan benyttes til at sætte en person op og løfte en tilskadekommet, som er faldet.

Løftepuden fylder ikke meget, og kan bruges i selv små rum som f.eks. badeværelser.

Løftepuden gør det enkelt at hjælpe en person, som er faldet, på en ergonomisk og værdig måde.

Varenummer 5005140

Højde 3 cm / 56 cm

Dybde (sæde) 47 cm

Længde 112 cm

Bredde 70 cm

Maks kapacitet 320 kg brugervægt

Godkendelse CE

Pris ekskl. moms 27.164,-





Vi har siden 1992 arbejdet tæt sammen med vores kunder både som rådgiver og partner i forbindelse med udvikling af nye produkter. Vores udstyr benyttes dagligt af mennesker, der stiller høje krav til sikkerhed, kvalitet og funktion. Vores primære kunder omfatter ambulancetjenester, redningsberedskaber, politiet, civilforsvaret og militæret. Vi ekspanderer inden for industri, offentlige miljøer, sundhedssektoren og det private marked.

LAND	TELEFON	E-MAIL	WEB
DANMARK	+45 4362 4316	fas@fernonorden.com	www.fernonorden.dk
NORGE	+47 3303 4500	fno@fernonorden.com	www.fernonorden.no
SVERIGE	+46 520 420 200	fab@fernonorden.com	www.fernonorden.se
FINLAND	+358 (0)29 1700 454	foy@fernonorden.com	www.fernonorden.fi