



KOMPLETTE REDNINGSLØSNINGER

BÅRER & HJUL TIL REDNING



Introduktion

Redning kræver udstyr, der virker i alle situationer - fra brand og trafikulykker til indsats i skov, vand eller ujævnt terræn. Hos Ferno tilbyder vi redningsbåre og hjulsystemer, der kan sammensættes til komplette løsninger, så jeres indsats bliver både sikker, effektiv og ergonomisk.

Da opgaverne varierer i kompleksitet, er fleksibilitet afgørende. Vores udstyr er udviklet i tæt samarbejde med professionelle brugere og testet til at modstå selv de hårdeste miljøer.

I dette katalog sætter vi fokus på, hvordan kombinationen af båre og hjul kan skabe de løsninger, som matcher brand- og redningstjenestens behov – fra daglig indsats til krævende redningsaktioner i terræn.



**Ferno
M71/M71S hjulkit**

Til Ferno M71 og M71S
redningsbåre



**Traverse
Mule II**

Universelt design som passer til
alle redningsbåre



**Traverse
Porter**

Universelt design som passer til
alle redningsbåre



**Ferno
Titan 32 hjulkit**

Til Ferno Titan 32
redningsbåre



**TIROL-KIT
Xtreme Control**

Til Ferno Titan Tapered eller
Regular redningsbåre



**TIROL-KIT
Xtreme Rescue**

Til Ferno Titan Tapered eller
Regular redningsbåre



**TIROL-KIT
Xtreme Slim Rescue**

Til Ferno Titan Tapered eller
Regular redningsbåre

Kurvebårer

Fra klassiker til moderne redningsudstyr

Ferno's klassiske F71 kurvebåre blev i sin tid en standard i redningsarbejdet og bruges stadig i dag. Siden da er udviklingen gået stærkt: nye materialer som titanium og specialstål har gjort bårerne både lettere og stærkere, mens delbare løsninger og optimerede designs giver større fleksibilitet i krævende miljøer.

Vores brede udvalg af kurvebårer gør det muligt at finde den løsning, der matcher jeres behov bedst. Uanset opgaven får I en båre, der kombinerer høj patientsikkerhed med bedre ergonomi for redningsmandskabet – og giver jer den fleksibilitet, som kræves i redningsarbejdet.



Ferno F71



Ferno F71 delbar



Traverse Advantage



**Traverse Titanium
Tapered**



**Traverse Titanium
Tapered delbar**



**Traverse Pinnacle
Titanium delbar**



**Traverse Stål
Tapered**



**Traverse Stål
Tapered delbar**



**Traverse Wide
Stål**



**Traverse
Gazelle**



**Traverse Spartan
Titanium delbar**



**Traverse Spartan
Stål delbar**

Løsninger i praksis – bære & hjul i ét

Brand- og redningstjenester står ofte i uforudsigelige situationer. Ulykker sker dagligt – på land, i vand, i højden eller under jorden – og stiller store krav til udstyret.

Ferno M71 redningsbære + M71/M71S hjulkit

En klassiker – nu endnu mere fleksibel

Ferno M71 er en af de mest solgte redningsbærer nogensinde – robust, stabil og ideel til de fleste redningssituationer. Fremstillet i kraftig polyethylen med aluminiumsramme giver den både holdbarhed og nem håndtering, selv i udfordrende terræn. Den leveres med madras, fodplade og fire justerbare patientseler samt beslag til certificeret løftestrop, så den kan anvendes til både horisontale og vertikale løft. Redningsbæren findes også i en delbar version, som giver en kompakt opbevaring, hvilket gør den nem at transportere på ryggen under mere utilgængelige redningsopgaver.

Når bæren kombineres med **M71/M71S hjulkittet**, bliver transporten endnu lettere. De store, terrængående hjul monteres hurtigt på bæren og giver en stabil og jævn kørsel – selv på ujævne underlag. Det betyder mindre fysisk belastning for mandskabet og en mere skånsom transport af den tilskadedekomne.

Sammen udgør M71 eller M71S og hjulkit et **komplet redningssystem**, der kombinerer enkelhed, pålidelighed og ergonomi.



Ferno Norden's redningsbåre og hjulsystemer er skabt til at klare disse udfordringer.

Med den rette kombination kan patienttransporten gøres både sikrere og mere ergonomisk, hvilket gør arbejdet lettere og redningen mere effektiv.

Traverse Advantage redningsbåre + Mule II

Den stærke duo til krævende terræn

Traverse Advantage er en robust og komfortabel redningsbåre, bygget til de hårdeste opgaver. Den rustfrie stålramme giver en lastekapacitet på over ét ton, mens HDPE-bunden og den lukkede skummadras sikrer både hygiejne og patientkomfort. Med **StratLoad™-fæstepunkter** er det hurtigt og enkelt at klargøre båren til løft i selv de mest krævende indsatser.

Kombineres båren med **Mule II hjulsystemet**, bliver selv svært terræn en overkommelig opgave. Det grove, dybtmønstrede hjul gør transporten stabil på alt fra skovstier til sne, og de otte justerbare håndtag sikrer ergonomisk arbejde for mandskabet. Systemet fastgøres hurtigt og passer til alle Ferno-båre.

Sammen udgør Advantage og Mule II et **pålideligt terrænredningssystem**, der giver maksimal kontrol, sikkerhed og arbejdsergonomi, når det virkelig gælder.



Traverse Stål Tapered redningsbåre + Porter hjulkit

Robust klassiker – enkel transport

Traverse Stål Tapered er en solid kurvebåre i stålramme med smal udformning, der giver stabilitet og kontrol under redning i udfordrende miljøer. Den stærke konstruktion kombineret med høj lastekapacitet gør den ideel til krævende indsatser, hvor pålidelighed er afgørende.

Når båren kombineres med **Porter hjulsystemet**, bliver patienttransporten både lettere og mere ergonomisk. Porter har dobbelthjul, otte justerbare håndtagspositioner og et universelt design, der passer til alle Ferno-bårer. Systemet giver stabil og komfortabel transport på ujævnt terræn – og kan hurtigt foldes sammen til kompakt opbevaring.

Sammen udgør Stål Tapered og Porter et **robust og fleksibelt redningssystem**, der sikrer enkel håndtering og pålidelig patienttransport, uanset opgaven.



Traverse Titanium Tapered delbar redningsbåre + Tirol Kit Xtreme Control

En komplet redningsløsning til krævende indsatser

Kombinationen af den ultralette **Traverse Titanium Tapered delbar redningsbåre** og det avancerede **TIROL-KIT Xtreme Control Rescue Wheel** giver redningsmandskabet maksimal fleksibilitet og kontrol i enhver situation.

Båren er fremstillet i holdbart titanium, samles på blot 15 sekunder med **LocSafe™-systemet** og har en lastekapacitet på over ét ton. De glatte overflader og **StratLoad™-fæstepunkter** gør den både sikker og let at håndtere.

Når båren kombineres med Xtreme Control-hjulet, forvandles den til et transportmiddel, der kan håndtere selv det mest krævende terræn. Det lette hjulsystem (12 kg) har integreret skivebremse, justerbare håndtag og hurtig montering, hvilket sikrer stabil patienttransport og mindre fysisk belastning for mandskabet.

Resultatet er et **komplet redningssystem**, der øger sikkerheden, effektiviteten og ergonomien – fra daglig indsats til komplekse missioner.





Ferno Norden – din partner i sikre redningsløsninger siden 1992

Vil I vide mere?

Kontakt os for en produktfremvisning, et uforpligtende tilbud eller et besøg hos jer eller hos os. Vi hjælper jer med at finde den rette løsning til jeres beredskab.



www.fernonorden.dk



fas@fernonorden.com



43 62 43 16



Vi arbejder ud fra FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 certificeret
– kvalitet og miljø i fokus.

Ferno Norden Denmark A/S er en del af en nordisk koncern med hovedkontor i Norge og datterselskaber i alle nordiske lande under navnet Ferno Norden. Globalt set er Ferno International repræsenteret over hele verden. Det betyder, at vores nordiske og internationale netværk giver os adgang til stor ekspertise og know-how.

Siden 1992 har vi samarbejdet med vores kunder som rådgiver og partner i udviklingen af nye produkter til det præhospitale marked. Vi er et anerkendt brand i branchen, og vores udstyr anvendes dagligt af brugere, der stiller høje krav til sikkerhed, kvalitet og funktionalitet. Vores kunder omfatter bl.a. ambulancetjenester, redningsberedskaber, politiet, civilforsvaret og militæret. Vi udvider samtidig vores virke inden for industrien, offentlige miljøer, sundhedssektoren og det private marked.



**VIL DU VIDE
MERE OM VORES
ARBEJDE?**

Besøg vores website.