

Tvätt/rengöring

Väskor från SACCI får tvättas i tvättmaskin på 40°C.
EJ centrifugeras utan dropptorka.
Får ej torktumlas.

Vid blod eller spya på/i väskan. Spola först av med vatten
skura/torka av med Virkon eller liknande bakteriedödande
medel.

Kör sedan väskan i tvättmaskin på 40°C.

Tag ur läkemedelsdelen och andra lösa väggar. Tvätta
väska och läkemedelsdel separat. Väskan kan vara öppen
vid tvätt om det är så att det kommit blod eller spya i
väskan.

OBS: Använd den tvättmaskin som är på 13L (den stora)
för tvätt av stora väskor.

Frågor eller undringar kontakta SACCI på 0243-932 50