

## DANSK

Dette dokument indeholder generelle sikkerheds- og advarseloplysninger, der gælder for Ferno-produkter. Kontakt Ferno eller din Ferno-forhandler for at få hjælp.

### Advarsel

Advarsler indikerer en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i personskade eller død.



#### ADVARSEL

**Utrænede operatører kan forårsage skade eller komme til skade. Tillad kun uddannet personale at betjene båret.**

**Forkert brug af båret kan forårsage skade. Brug kun båret til det formål, der er beskrevet i manualen.**

**Forkert betjening kan medføre personskade. Betjen kun båret som beskrevet i denne vejledning.**

**En ikke tilset patient kan komme til skade. Hold opsyn med patienten på alle tidspunkter.**

**En ikke fastspændt patient kan komme til skade. Brug patientseler for at sikre patienten på båret.**

**Forkert vedligeholdelse kan forårsage skade. Vedligehold båret som beskrevet i denne manual.**

**Forkerte reservedele og service kan forårsage skade. Brug kun Ferno dele og Ferno-godkendt service på båret.**

**Ændring af båret kan forårsage kvæstelser og skader. Brug kun båret som designet af Ferno.**

### Meddelelse

Vigtige meddelelser understrege vigtig men ikke farerelateret information. Manglende overholdelse af meddelelser kan resultere i produkt- og tingskade.

#### MEDDELELSE

Desinfektionsmidler og rengøringsmidler, der indeholder blegemiddel, phenoler eller jod kan forårsage skade. Brug ikke produkter, der indeholder disse kemikalier.