



## AMBULANCEBÅRE VIPER POWER

Ferno VIPER er en elektrisk bæreløsning, der kombinerer europæisk design med globale funktioner. Brugervenlighed, pålidelighed og funktion gør Ferno VIPER til en nordisk favorit inden for elektriske bærer. Med en bæreevne på hele 320 kilo i kombination med Fernos sidearm-læn får du en bære, der kan klare selv de lidt større patienter.

Ferno VIPER er enkel at håndtere, ind- og udladning i/fra ambulancen er nem, og trods sin høje lastekapacitet kan den let manøvreres på trange steder. VIPER er en robust bære, der står/ruller stabilt selv i sin højeste position.

### Beskrivelse

- Trinløs højdejustering
- Op til 95 cm indladringshøjde
- 320 kilos bæreevne
- Trinløst ryglæn
- Ind- og udladning på ujævne overflader
- Trinløs stød/knæposition
- 360 graders venderadius med 4 drejelige hjul
- Kan forkortes til 160 cm under trange pladsforhold
- Automatisk opladning af batteriet med integreret vedligeholdelse
- Enkel og smidig vedligeholdelse, hvor du har alle data i én app.
- Store gummi-hjul, der afhjælper på ujævne overflader

### Produkt information

Højde:	133 cm (38 cm)
Bredde:	60 cm
Længde:	200 cm (160 cm)
Maks kapacitet:	320 kg
Vægt:	VIPER 82 KG (uden madras og bæltter)

### Andet

Hjul:	15 cm / 5 cm
Ryglæn:	Trinløst 90 grader
Stødtilstand:	Trinløs 30 grader
Indladringshøjde:	>95 cm
Beskyttelse:	IP66
Overholder:	EN1789, EN 1865, MDR17 / 745