

Basket Stretcher, Traverse Rescue - Levetid

Til hvem det måtte vedrøre:

Traverse Rescue kurvebårer (Titan serien, Advantage og Spartan) bruges i mange forskellige miljøer i den professionelle redningsindustri, med hver deres unikke karakteristika, hvad angår egenskaber for produktbrug. På grund af arten af denne brug vil opbevaring, vedligeholdelse og pleje af produktet i dets miljø være med til at bestemme dets forventede levetid.

I et scenarie, hvor kurvebåren bruges regelmæssigt, og vedligeholdes i henhold til producentens retningslinjer som beskrevet i produktets brugermanual, vil en forventet levetid for Traverse Rescue kurvebårer (Titan serien, Advantage og Spartan) være 10 år fra købsdatoen.

Ansaret for at vurdere nødvendigheden af udskiftning af kurvebåren hviler udelukkende på brugerens skøn.

Produkter, der har været brugt i stor udstrækning, og som falder uden for kurvebårens normale driftsmiljø, og som har været udsat for skader under brug, skal inspiceres før og efter hver brug. Hvis der er bekymringer og usikkerhed med hensyn til kurvebårens ydeevne, skal den tages ud af drift, og der skal tages direkte kontakt med Traverse Rescue for at afgøre, om produktet fortsat kan bruges eller skal udskiftes.

Eventuelle spørgsmål til denne information eller andet relateret til Traverse Rescue produktlinjer skal rettes til:

Sophia Hatsisavvas
General Manager
Traverse Rescue
2460 Tedlo Street
Mississauga, ON L5A 3V3
Tlf.: 001-866-998-7866 lokalnummer 229
E-mail: shatsisavvas@traverserescue.com

Traverse Rescue Professional Grade Basket Stretcher Service Life

To Whom It May Concern:

Traverse Rescue basket stretchers (Titan Series, Advantage and Spartan) are used within many different settings in the professional rescue industry with each having unique characteristics of product use. Due to the nature of this use, storage, maintenance and care of the product within its environment will factor in determining its expected service life.

In a setting that the basket stretcher is used on a regular basis, maintained to the manufacturers guidelines as outlined in the product user manual, an expected service life period of the Traverse Rescue basket stretcher line (Titan Series, Advantage and Spartan) would be 10 years from date of purchase.

Responsibility to assess the necessity for replacement of the basket stretcher rests solely under the discretion of the user.

Products that have seen extensive use that fall out of the normal operating environment of the basket, and have been subject to damage in use are to be inspected before and after each use. If there are concerns and uncertainty in the performance capabilities of the basket stretcher, it should be removed from service and there should be direct contact with Traverse Rescue to determine if the product can continue to be used or replaced.

Any questions with respect to this information or anything relative to the Traverse Rescue product line should be addressed to:

Sophia Hatsisavvas
General Manager
Traverse Rescue
2460 Tedlo Street
Mississauga, ON L5A 3V3
Ph: 1-866-998-7866 Ext.229
Email: shatsisavvas@traverserescue.com