FERNO
Norden Funeral

FERNO M101H

Varenummer	F0661010
L × B x H	203 × 76 x 103 cm
Höjdjustering	Ca 72,4–102,9 cm
Vikt	72 kg
Maxbelastning	272 kg
Material	Rostfritt stål, typ 304

Hydrauliskt obduktions- och transportbord

Ferno M101H är ett hydrauliskt höj- och sänkbart obduktions- och transportbord, utvecklat för ergonomisk och effektiv hantering. Tre fotpedaler möjliggör enkel justering av höjd och lutning, där bordets båda ändar kan regleras individuellt. Bordsskivan i rostfritt stål har en välvd yta med djupa avrinningsrännor och avlopp vid fotändan. Fyra svängbara hjul med central låsfunktion ger smidig förflyttning och säker positionering.





- ✓ **Hydraulisk höjd- och lutningsjustering med fotpedaler**
- ✓ **Individuell justering av bordets båda ändar**
- ✓ **Rostfri bordsskiva med effektiv vätskeavrinning**
- ✓ **Fyra svängbara hjul med låsfunktion**
- ✓ **Hygienisk konstruktion som underlättar rengöring**



TILLBEHÖR – SIDOBREDDNINGSPANEL (F000SEPKIT)

Avtagbar sidopanel i rostfritt stål som utökar arbetsytan för hantering av större kroppar. Kan monteras på en eller båda sidor och även användas som stänkskydd. Enkel att montera, demontera och rengöra.